

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Testador de piscinas, Fosfato, caixa plástica, Fosfato 0-1000 ppb

Determinação do fosfato em baixas concentrações



- Alta sensibilidade
- A mais alta precisão
- Fácil de usar
- Design moderno

Artigo No: 157800

Alta sensibilidade

Com uma profundidade de camada de 9 cm, o kit de teste visual é particularmente sensível e fornece resultados de medição confiáveis na faixa de 0 - 1000 ppb (= 0 - 1,0 mg/L PO₄).

Excelente relação preço-desempenho

O Kit de teste é avaliado com uma excelente relação preço-desempenho e é particularmente fácil de usar.

Indústria

Piscinas Domésticas | Serviços para Piscinas

Aplicação

Controle de Água de Piscina

Testador de piscinas, Fosfato, caixa plástica, Fosfato 0-1000 ppb

Sabes qual é o problema com "algas na pool"? A concentração de fosfato na água é provavelmente demasiado elevada. As algas desenvolvem-se a partir de uma concentração superior a 200 µg/l PO₄. A utilização de ligantes fosfatados contraria esta situação. Recomenda-se a monitorização regular dos níveis de fosfato para evitar o crescimento de algas.

Com o Lovibond® PHOSPHAT TEST KIT temos a solução certa para si!

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Fosfato	0 - 1000 ppb

Texto do Escopo de Entrega

- Gráfico colorimétrico
- Vareta de agitação, comprimento 13 cm
- Cubeta com tampa
- 30 Fosfatos No.1 comprimidos
- 30 Fosfatos No.2 comprimidos
- Instruções de utilização

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebu Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha