

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



CHECKIT® 比色仪水平衡 5 合 1 氯 DPD/pH / 氰尿酸/钙硬度/碱度 M

Comparison with colour discs



- 易于处理
- 精确的试剂计量
- 试剂片的保质期为 5 年或 10 年
- 分析准确度高

货号: 147028

一步步的指南

多语言操作说明书提供了有关执行测试的详细分步指南 - 确保即使非化学家也可以快速进行可靠和准确的测量。

参数选择范围广

针对多个参数提供诸多量程和方法。通过购买额外的色盘和试剂，可以添加额外的测试参数 - 您针对所有测试使用相同的比色仪外壳。

一体式比色仪外壳

一体式比色仪外壳的坚固设计不存在可能会丢失或损坏的“移动部件”。只需将色盘推入外壳，直至其卡入到位，您便已经准备好测试。在结果窗口中轻松读取测试结果。

易读取的结果

CHECKIT® 比色仪外壳背面的扩散板有助于在两个比色杯之间均匀分布光线。这有助于实现精确的颜色匹配，并帮助用户在视觉上补偿样本中存在的任何浊度。

连续的色彩渐变

CHECKIT® 色盘具有连续的色彩渐变，因此可以直接匹配颜色 - 不必在两种颜色标准之间推导结果。

行业

公共泳池 | 家庭泳池 | 市政 | 泳池服务 | 海洋工业

应用

冷却水 | 污水处理 | 泳池水质控制 | 消毒控制 | 锅炉水

CHECKIT® 比色仪水平衡 5 合 1 氯 DPD/pH / 氰尿酸/钙硬度/碱度 M

CHECKIT® 比较仪测试套件是用于水分析的精确、使用简单的测试套件。只需将试剂加入比色杯，转动色盘，直到颜色与准备好的水样相匹配，并读取浓度值。

测量范围

Test Name	测量范围	化学方法
值 T	6,5 - 8,4 pH	苯酚红
氯 HR T	0 - 4 mg/L Cl ₂	DPD
氰尿酸	20 - 200 mg/L CyA	
碱度 m	20 - 800 mg/L CaCO ₃	
钙硬度	20 - 800 mg/L CaCO ₃	

标准配置文本

- 带有标准光学器件的CHECKIT®比较器
- CHECKIT®圆盘pH
- CHECKIT®圆盘氯DPD
- 3个比色皿塑料盒，带盖10 ml
- DB 513带刻度的塑料瓶，100毫升
- 塑料离心管
- 圆瓶100毫升
- MINIKIT氰尿酸注射器
- 塑料搅拌棒10厘米
- 刷子，105毫米
- 量杯，100毫升
- 100种片剂试剂DPD No.1 Rapid
- 100片DDP 3号快速试剂
- 100种片剂试剂Phenolred Rapid
- 100种片剂试剂CyA测试
- 100片试剂ALK TEST
- 100种片剂试剂CALTEST
- 使用说明书
- 保固资讯
- 如果

标题	货号
塑料比色杯，光程 13.5 mm，带灰色盖子，10 件套	145500
塑料比色杯，光程 13.5 mm，带灰色盖子，5 件套	145505
塑料比色杯，光程 13.5 mm，带灰色盖子，100 件套	145510
用于 10 个 Ø 16 mm 圆形比色杯的比色杯支架	418957

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙