

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Pooltester 水质测量仪活性氧 pH，盒装

The fast assistants for Pool Testing



- 易于处理
- 未来主义的设计
- RAPID 片剂迅速溶解
- 最高精度

货号: 151605

#### 高测量精度

测量结果显示精度高。  
它们可以迅速得出结果，必要时可以采取应对措施。

#### 直观

该测试仪的操作简单易懂。如果您不是很确定：  
查看包装和直观易懂的说明书，就足以消除疑虑。

#### 人体工学设计

根据人体工学进行优化的盖子确保安全接触。

#### 行业

家庭泳池 | 泳池服务

#### 应用

泳池水质控制

#### Pooltester 水质测量仪活性氧 pH，盒装

Pooltester 水质测量仪允许同时测量水处理剂和 pH 值。

#### 测量范围

| Test Name | 测量范围                       |
|-----------|----------------------------|
| pH        | 6.8 - 8.2 pH               |
| 活性氧       | 0 - 10 mg/L O <sub>2</sub> |

### 标准配置文本

- Pooltester 水质测量仪在坚固的塑料盒中保存
- 试剂片分别用于 20 次分析
- 操作说明