

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



三室测试仪氯LR/溴/pH，在迷你便携箱中保存

The focus on various parameters simultaneously



- 易于处理
- 未来主义的设计
- RAPID 片剂迅速溶解
- 最高精度

货号: 157700

价格低廉

三室测试仪是水分析领域成本优惠的入门级机型。

灵活可变

三室测试仪的不同版本实现了不同参数的检测。可选组合包括氯+ pH、溴+ pH、活性氧+ pH 或双胍 (PHMB) + pH 等。

立即使用就绪

三室测试仪包括分别用于 20 次分析的试剂片和使用说明书，所有这些都集中在一个轻便且透明的迷你便携箱中包装。如此您不仅始终掌控全局概况，还可以随时使用测试套件。

行业

NGO | 家庭泳池 | 泳池服务 | 海洋工业

应用

泳池水质控制 | 自然灾害管理

三室测试仪氯LR/溴/pH，在迷你便携箱中保存

非常适合在私人环境中进入水分析。
同时测量多个参数。

测量范围

Test Name	测量范围
pH	6.8 - 8.2 pH
氯	0.1 - 3.0 mg/L Cl ₂
溴	0.2 - 6.8 mg/L Br ₂

标准配置文本

- 三室测试仪在折叠塑料罩或迷你便携箱中保存
- 操作说明

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙