

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## PD 250 套件 1 - 游离氯

精确和可重复的粉末试剂计量



- 根据 ISO 7393-2:2017 标准的氯量测定 (游离 + 总量)
- 250 次测试
- 试剂 (密封安瓿) 的保质期为 5 年
- 操作简单

货号: 194900

### 行业

其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

### PD 250 套件 1 - 游离氯

粉末分配器是用于可控计量粉末试剂，以进行氯量测定的理想装置。每次推送粉末时，分配器便会输出 10 ml 样本所需的试剂量。因此，粉末分配器是久经考验的粉包的替代品。PD 250 节省了大量时间，特别是在系列试验的同时避免了包装废弃物。

在密封的玻璃安瓿中封装试剂。一次填充就足以进行 250 次测试。密封实现了长达 5 年的保质期。但是应在安瓿开封后 6 个月内用完。安瓿的更换非常轻松便捷。分配器的人体工学设计，还实现了彻底清洁。

标题	货号
游离氯, 10 ml	530140
VARIO 游离氯, 10 ml	530145
游离氯+总量, 10 ml	530160
VARIO 游离氯+总量, 10 ml	530165

### 标准配置文本

- 1 个粉末分配器“游离氯”
- 1 个试剂安瓿“游离氯”
- 1 个锁紧套
- 操作说明