

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



总硬度和碳酸盐硬度测试套件

锅炉，冷却和工业过程水的测定



- 快速定量测定
- 用于测试锅炉，冷却和工业过程水
- 适用于现场和实验室测试
- 由于价格敏感的补充包装，因此具有成本效益

货号: 2418412

总硬度和碳酸盐硬度测试套件

这些测试套件专门用于测试锅炉，冷却和工业过程水。他们使用比色和滴定技术。每个测试套件包含液体或粉末形式的所有必要化学品和试剂，以进行测试。详细说明

包含测试程序的逐步说明。该套件采用坚固紧凑的塑料外壳。所有测试套件均提供价格极高的补充试剂包。

测量范围

Test Name	测量范围
硬度 (new version) + Carbonate GKH-1	1 drop = 1 or 0.5°dH

Technical Data

尺寸	90 x 35 x 70 mm
带包装的重量	80 g