

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## 氯化物测试套件 CD-2

锅炉，冷却和工业过程水的测定



- 快速定量测定
- 用于测试锅炉，冷却和工业过程水
- 适用于现场和实验室测试
- 由于价格敏感的补充包装，因此具有成本效益

货号: 2418506

### 氯化物测试套件 CD-2

这些测试套件专门用于测试锅炉，冷却和工业过程水。他们使用比色和滴定技术。每个测试套件包含液体或粉末形式的所有必要化学品和试剂，以进行测试。详细说明

包含测试程序的逐步说明。该套件采用坚固紧凑的塑料外壳。所有测试套件均提供价格极高的补充试剂包。

### 测量范围

Test Name	测量范围
氯化物 LR	1 drop = 50 or 25 Cl <sup>-</sup>

### Technical Data

尺寸	157 x 135 x 55 mm
带包装的重量	185 g

标题	货号
用于 CD-2 的氯化物补充试剂	2418507