

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



EX 160

实验室冷柜，内部空间防爆



- 防爆保护
- 动态冷却系统
- 1 °C 至 15 °C，无级可调
- 数字温度显示（外部）

货号: 2422105

符合标准

我们的实验室冰箱符合原料及化工保险机构 (BG RCI) DGUV 信息 213-850 (“实验室安全工作”) 的实验室指南，因此具备防爆特点。

温度无级可调

无论您需要什么温度 - 我们的实验室冰箱可以在 1 - 15°C 范围内无级调节。室内恒温器和室内大功率风扇确保均匀的温度分布。借助数字显示屏，您可以随时关注当前温度。

稳定性

我们的实验室冰箱由稳定的钢板外壳制成。额外的粉末涂层让柜体具有抗撞击性和抗冲击性。内部由高强度的白色塑料制成，因此极为耐磨损。

高能效

提高绝缘性和使用高效的结构组件，使以下特点成为可能：Lovibond® 实验室冰箱具有出色的能效。EX 300 和 EX 490 机型具有风扇停止功能：一旦打开门，风扇将关闭。

可自由选择的门挡块

门标配右侧限位，但如有需要，可轻松转换为左侧止挡。此外门还可以锁定。

行业

其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

EX 160

防爆、能源效率和实用的配备，只是实验室冰箱的三大特性。冰箱可锁定，可以在 1 - 15 °C 的温度范围内无级调节。

Technical Data

操作	通过调节旋钮进行机械控制
电源	220 - 240 V / 50 Hz
净容积	160 L
功耗	大约 0,898 kWh / 24 h
声功率级	47 dB
气候类型等级	SN, 10 °C 至 32 °C
冷却剂	R600a
制冷/加热	动态
除霜	自动，冷凝水导入内部空间的收集容器
温度范围	无级调节，1 °C - 15 °C
Maximum Temperature Fluctuation	7.4 °C
Temperature Gradient	10.2 °C
Shelf Loading Capacity	40 kg
其他设备	标准门

一致性	CE
尺寸	600 x 860 x 600 mm
外部尺寸	513 x 702 x 441 mm
带包装的重量	41 kg

标题	货号
EX 160 的安全和收集盘 (PP)	422155
EX 160 的玻璃底	422165

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙