

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MINIKIT AF 417

应用广泛的多功能快速检测



- 易于处理和精确剂量
- 在铝箔中，片剂保质期为 5 年
- 分析准确度高
- 交货方便

货号: 414170

各种测试程序

针对 MINIKIT 提供各种测试程序：
在手动测试法、浊度或片剂计数法或所谓的速测 (Speedtest) 之间进行选择。

直观应用

无论是专业还是外行人士：使用 MINIKIT，每个人都可以获得无差错且可靠的结果。

保质期长

在 MINIKIT 中使用的试剂保质期为 5 年。最重要的是 - 它们不存在任何运输限制。

可直接使用

除了折叠盒中的测试套件之外，供货范围中还包括一个量杯、必要的配件，以及可进行大约 30 次测试的试剂片。

行业

公共泳池 | 市政 | 泳池服务 | 海洋工业

MINIKIT AF 417

它们具备用户友好的特点，适用于水分析中的各种应用。
依靠各种测试程序，MINIKIT 最重要的一个特点：可靠的良伴。

测量范围

Test Name	测量范围
QAC	20 - 500 mg/L QAC

标准配置文本

- 在折叠盒中存放的套件
- 试剂片平均可进行 30 次测试
- 量杯
- 必要的配件
- 操作说明

标题	货号
刷子, 长 11 cm	380230
塑料容器, 100 ml 刻度, 带盖	385130

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
德国

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
英国

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
中国

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
马来西亚

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
巴西

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
美国

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
印度

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
西班牙