

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## MINIKIT AF 418

应用广泛的多功能快速检测



- 易于处理和精确剂量
- 在铝箔中，片剂保质期为 5 年
- 分析准确度高
- 交货方便

货号: 414180

### 各种测试程序

针对 MINIKIT 提供各种测试程序：  
在手动测试法、浊度或片剂计数法或所谓的速测 (Speedtest) 之间进行选择。

### 直观应用

无论是专业还是外行人士：使用 MINIKIT，每个人都可以获得无差错且可靠的结果。

### 保质期长

在 MINIKIT 中使用的试剂保质期为 5 年。最重要的是 - 它们不存在任何运输限制。

### 可直接使用

除了折叠盒中的测试套件之外，供货范围中还包括一个量杯、必要的配件，以及可进行大约 30 次测试的试剂片。

### 行业

NGO | 公共泳池 | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 泳池服务 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

### MINIKIT AF 418

它们具备用户友好的特点，适用于水分析中的各种应用。  
依靠各种测试程序，MINIKIT 最重要的一个特点：可靠的良伴。

### 测量范围

Test Name	测量范围
氯化物	10 - 5000 mg/L Cl <sup>-</sup>

## 标准配置文本

- 在折叠盒中存放的套件
- 试剂片平均可进行 30 次测试
- 量杯
- 必要的配件
- 操作说明

标题	货号
刷子, 长 11 cm	380230
塑料容器, 100 ml 刻度, 带盖	385130

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

#### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙