

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MINIKIT AF 444

应用广泛的多功能快速检测



- 易于处理和精确剂量
- 在铝箔中，片剂保质期为 5 年
- 分析准确度高
- 交货方便

货号: 414440

各种测试程序

针对 MINIKIT 提供各种测试程序：
在手动测试法、浊度或片剂计数法或所谓的速测 (Speedtest) 之间进行选择。

直观应用

无论是专业还是外行人士：使用 MINIKIT，每个人都可以获得无差错且可靠的结果。

保质期长

在 MINIKIT 中使用的试剂保质期为 5 年。最重要的是 - 它们不存在任何运输限制。

可直接使用

除了折叠盒中的测试套件之外，供货范围中还包括一个量杯、必要的配件，以及可进行大约 30 次测试的试剂片。

MINIKIT AF 444

它们具备用户友好的特点，适用于水分析中的各种应用。
依靠各种测试程序，MINIKIT 最重要的一个特点：可靠的良伴。

测量范围

Test Name	测量范围
酸容量	0.4 - 16 mmol/L

标准配置文本

- 在折叠盒中存放的套件
- 试剂片平均可进行 30 次测试
- 量杯
- 必要的配件
- 操作说明

标题	货号
刷子，长 11 cm	380230
塑料容器，100 ml 刻度，带盖	385130
塑料容器，30 ml 刻度，带盖	385132