

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## DI20 Incubator

符合WHO指南



我们的新型DI20培养箱旨在让用户达到全球饮用水标准，即使在困难的环境中也能进行测试。

DI20培养箱是一种高质量，便携，轻便的培养箱，用于使用平板进行水的微生物测试。它是同类产品中唯一一个标配加热和冷却的培养箱，确保样品在正确的温度下孵育，无论环境条件如何。

其创新设计还包括一个小型培养皿架，利用我们可重复使用的不锈钢微板，每个培养箱可以进行多达20次测试。

其时尚的设计和直观的象形按钮确保它可以在很少或没有训练的情况下使用，其LED灯使用户可以一目了然地看到孵化的周期有多远，以及温度是否稳定。

- 符合WHO指南“饮用水质量指南第4版”。
- 设计紧凑，重量轻
- 加热和冷却作为标准配置
- 直观，独特的象形按钮

货号: 56B000714

### 行业

NGO

### Technical Data

数据接口	USB
电源	12 V
温度范围	20 °C - 47 °C
温度容限	± 0.5 °C
一致性	CE
尺寸	116 x 165 x 116 mm

### 标准配置文本

- DI20
- 电源线
- 50培养皿
- 电源

标题	货号
电源线组	136300
其他	190630
陪替氏培养皿保持器	197139
电源, 12 V / 48 W	19803550
电池线	19803555
培养皿, 10个。	400855

#### **Tintometer GmbH**

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

#### **The Tintometer Limited**

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

#### **Tintometer China**

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

#### **Tintometer South East Asia**

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

#### **Tintometer Brazil**

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

#### **Tintometer Inc.**

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

#### **Tintometer India Pvt. Ltd.**

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

#### **Tintometer Spain**

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙