

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Legionella Field Test Kit

世界最快的 Legionella 检测



军团菌是军团病的诱因，这是一种可能致命的肺炎形式。在全球范围内，针对军团菌的对抗存在各种指南。

在《饮用水条例》修订版的范围内确定了主要参数，必须每周和每月对其进行测试，以尽量减少军团菌在开放式水系统中的繁殖达到有害程度的风险。

Lovibond®“L8”军团菌测试套件包含针对每周和每月监测的所有推荐测试。

- 符合官方指令
- 每周和每月测试
- 针对氯和溴的选项
- 易于使用，无限制的准确性

货号: 56B006001

Legionella Field Test Kit

这 Legionella 现场测试套件是军团菌检测测试套件中最基本的。检测非常容易和迅速 — 无需试剂或解释结果!

25分钟内检测出结果,可以快速了解和响应水系统变化。经常使用会增加您的信心--- Legionella军团菌控制,减少病菌爆发和诉讼的风险!

用户只需使用提供的收集袋收集待检测水样,并使用提供的精确体积的一次性移液管,将100µL样品分配到测试条上。在所需的反应时间之后,如果结果为正,则测试线将变为红色。

检测限

100,000 CFU/l

测试次数

10

标准配置文本

- 10带分配移液器的测试条
- 10 收集袋
- 操作手册
- 携带箱