

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Single Syringe EU Test Kit

世界最快的 Legionella### 检测



- 符合官方指令
- 每周和每月测试
- 针对氯和溴的选项
- 易于使用，无限制的准确性

货号: 56B006105

军团菌是军团病的诱因，这是一种可能致命的肺炎形式。在全球范围内，针对军团菌的对抗存在各种指南。

在《饮用水条例》修订版的范围内确定了主要参数，必须每周和每月对其进行测试，以尽量减少军团菌在开放式水系统中的繁殖达到有害程度的风险。

Lovibond®“L8”军团菌测试套件包含针对每周和每月监测的所有推荐测试。

Legionella Single Syringe EU Test Kit

Single Test Kit 单次测试套装用于检测水样中的 Legionella###。非常适合需要提高过滤样品的测试精度的用户。

30-35分钟获得结果，可以快速了解和响应水系统变化。经常使用会增加您的信心--- Legionella###控制，减少病菌爆发和诉讼的风险!

套件包里面提供了1次测试所需的一切附件。

检测限

1,000 / 10,000 CFU/l

测试次数

1

标准配置文本

- 1 带分配移液器的测试条
- 回收缓冲液
- 样品收集罐
- 一次性过滤器
- 60 ml 注射器
- 评定量表
- 操作手册