

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Legionella Industrial EU Test Kit

世界最快的 Legionella### 检测



军团菌是军团病的诱因，这是一种可能致命的肺炎形式。在全球范围内，针对军团菌的对抗存在各种指南。

在《饮用水条例》修订版的范围内确定了主要参数，必须每周和每月对其进行测试，以尽量减少军团菌在开放式水系统中的繁殖达到有害程度的风险。

Lovibond®“L8”军团菌测试套件包含针对每周和每月监测的所有推荐测试。

- 符合官方指令
- 每周和每月测试
- 针对氯和溴的选项
- 易于使用，无限制的准确性

货号: 56B006106

### 行业

NGO | 其他行业 | 化工行业 | 医药行业 | 市政 | 油气 | 海洋工业 | 能源 | 食品和饮料行业

### Legionella Industrial EU Test Kit

这 Legionella### 检测套件用于检测水中的军团菌 — 它是各种工业应用场合的理想选择。

该测试过程使用了中空纤维过滤模块，其直接安装连接到所提供的样品点的连接配件 (提供 1/2" 和 3/4" 内螺纹配件)。过滤后的样品增加了测试的灵敏度。

这个过滤步骤不需要泵 - 只需将样品点接头连接到水系统即可 (例如淋浴头或在线样品点)，使用系统压力来驱动过滤过程。预填充注射器含有所需的回收缓冲液，因此无需测量或稀释溶液。

30-35分钟获得结果 (包括样品制备时间)，可以快速了解和响应水系统变化。经常使用会增加您的信心--- Legionella###控制，减少病菌爆发和诉讼的风险!

#### 检测限

1,000 / 10,000 CFU/l

#### 测试次数

5

## 标准配置文本

- 5 带分配移液器的测试条
- 5 带回收缓冲液的注射器
- 样品收集罐
- 5 一次性过滤器s
- 内螺纹样品点配件
- 评定量表
- 操作手册
- 携带箱

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙