

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Legionella Single Swab Test Kit

世界最快的 Legionella 检测



- 符合官方指令
- 每周和每月测试
- 针对氯和溴的选项
- 易于使用，无限制的准确性

货号: 56B006108

军团菌是军团病的诱因，这是一种可能致命的肺炎形式。在全球范围内，针对军团菌的对抗存在各种指南。

在《饮用水条例》修订版的范围内确定了主要参数，必须每周和每月对其进行测试，以尽量减少军团菌在开放式水系统中的繁殖达到有害程度的风险。

Lovibond®“L8”军团菌测试套件包含针对每周和每月监测的所有推荐测试。

Legionella Single Swab Test Kit

在水系统中 Legionella 通常生长在管道内部的生物膜（粘液）中，在淋浴喷头，冷却塔填料或水箱等部位。被发现的处于浮游阶段中的细菌（即悬浮在水体中）通常是生物膜定植的指示物。

由于水样清洁不等于系统清洁（生物膜中 Legionella 增殖比水中更大），该套件可用于精确定位系统中的污染物，或在有针对性的清洁后显示区域的清洁度。

使用套件可在其繁殖培养中找到 Legionella -- 即使在背景植物非常高的样本中，这种非常有选择性的测试也可以检测出军团菌。25分钟内检测出结果，可以快速了解和响应水系统变化。经常使用会增加您的信心 --- Legionella 控制，减少病菌爆发和诉讼的风险！

检测限

200 CFU/l / Swabbed area

测试次数

1

标准配置文本

- 带分配移液器的测试条
- 拭子
- 反应试管
- 操作手册