

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Legionella Swab Test Kit

世界最快的 Legionella 检测



- 符合官方指令
- 每周和每月测试
- 针对氯和溴的选项
- 易于使用，无限制的准确性

货号: 56B006401

军团菌是军团病的诱因，这是一种可能致命的肺炎形式。在全球范围内，针对军团菌的对抗存在各种指南。

在《饮用水条例》修订版的范围内确定了主要参数，必须每周和每月对其进行测试，以尽量减少军团菌在开放式水系统中的繁殖达到有害程度的风险。

Lovibond®“L8”军团菌测试套件包含针对每周和每月监测的所有推荐测试。

#### Legionella Swab Test Kit

在水系统中 Legionella 通常生长在管道内部的生物膜（粘液）中，在淋浴喷头，冷却塔填料或水箱等部位。被发现的处于浮游阶段中的细菌（即悬浮在水体中）通常是生物膜定植的指示物。

由于水样清洁不等同于系统清洁（生物膜中 Legionella 增殖比水中更大），该套件可用于精确定位系统中的污染物，或在有针对性的清洁后显示区域的清洁度。

使用套件可在其繁殖培养中找到 Legionella -- 即使在背景植物非常高的样本中，这种非常有选择性的测试也可以检测出军团菌。25分钟内检测出结果，可以快速了解和响应水系统变化。经常使用会增加您的信心 --- Legionella 控制，减少病菌爆发和诉讼的风险！

检测限

200 CFU/l / Swabbed area

测试次数

5

## 标准配置文本

- 5 带分配移液器的测试条
- 5 拭子
- 回收缓冲液
- 5 反应试管
- 操作手册
- 携带箱

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
Fax: +44 (0)1980 625412  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙