


# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Legionella Risk Assessment Test Kit

世界最快的 Legionella### 检测



- 符合官方指令
- 每周和每月测试
- 针对氯和溴的选项
- 易于使用，无限制的准确性

货号: 56B006501

军团菌是军团病的诱因，这是一种可能致命的肺炎形式。在全球范围内，针对军团菌的对抗存在各种指南。

在《饮用水条例》修订版的范围内确定了主要参数，必须每周和每月对其进行测试，以尽量减少军团菌在开放式水系统中的繁殖达到有害程度的风险。

Lovibond®“L8”军团菌测试套件包含针对每周和每月监测的所有推荐测试。

#### Legionella Risk Assessment Test Kit

The Enterprise Test Kit 企业测试套件为用户提供了拭子测试套件和系统测试套件的组合套装。

此版本的测试套件非常适合初次尝试，需要确定哪种测试程序最适合其过程的用户，或适用于需要拭子和过滤型测试的小批量测试量用户。

25分钟内检测出结果，可以快速了解和响应水系统变化。经常使用会增加您的信心 --- Legionella### 控制，减少病菌爆发和诉讼的风险！

套件提供4次测试所需的一切附件（2次拭子测试和2次过滤测试）。

#### 检测限

100 CFU/l & 200 CFU/l / Swabbed area

#### 测试次数

4

## 标准配置文本

- 4 带分配移液器的测试条
- 回收缓冲液
- 2拭子
- 2 一次性过滤器
- 2 x 60 ml注射器
- 2 装载复苏缓冲液的反应试管
- 操作手册
- 携带箱

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
德国

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
英国

### Tintometer China

9F, SOHO II C.  
No.9 Guanghualu,  
Chaoyang District,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
中国

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
马来西亚

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
巴西

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
美国

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
印度

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
西班牙