

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## 乙二醇折光仪

Determination of cooling water in open and closed systems



Lovibond® 乙二醇折光仪为测定发动机冷却液和防冻液中的乙二醇浓度提供了一种方便、快速和准确的方法。该光学仪器使用简单、清洁，并提供了基于比重计的传统方法不可能实现的即时结果。由于自动温度补偿，可以立即、准确、直接读取测量结果，无需额外的温度测量或应用校正因子。折光仪的标度方便直接读取凝固点和乙二醇和丙二醇的浓度。

- 实用、快速、准确
- 清洁应用，即时结果
- 自动温度补偿
- 直接读取凝固点和浓度（乙二醇和丙二醇）

货号: 56M000401

### 行业

其他行业 | 油气 | 海洋工业 | 食品和饮料行业

### 应用

冷却水

### 乙二醇折光仪

Lovibond® 白利糖度和乙二醇折光仪系列舒适、快速、准确，可立即获得结果。它们提供自动温度补偿，可直接读取凝固点和浓度（乙二醇和丙二醇）。

### 测量范围

Test Name	测量范围
Glycol	% PEG/MEG