

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



二氧化氯 LR 试条

For fast determination with chemical reaction



- 无风险
- 快速
- 随时可用
- 半定量

货号: 56S000450

行业

NGO | 其他行业 | 市政

应用

消毒控制 | 自然灾害管理

二氧化氯 LR 试条

结果试条快速且巧妙地提供结果，不必使用试剂或片剂。由于易于使用，浸入和对比，它们是快速和简单应用的广泛选择。

测量范围

Test Name	测量范围
Chlorine Dioxide	0.1 - 1.6 mg/L ClO ₂