

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



二氧化氯 HR 试条

For fast determination with chemical reaction



- 无风险
- 快速
- 随时可用
- 半定量

货号: 56S000550

行业

其他行业 | 市政

应用

消毒控制

二氧化氯 HR 试条

结果试条快速且巧妙地提供结果，不必使用试剂或片剂。由于易于使用，浸入和对比，它们是快速和简单应用的广泛选择。

测量范围

Test Name

测量范围

二氧化氯 LR

0.5 - 100 mg/L ClO₂