

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



铜试条 0.05-2 mg/l (25 pc.)

For fast determination with chemical reaction



- 无风险
- 快速
- 随时可用
- 半定量

货号: 56S000625

行业

其他行业

应用

冷却水

铜试条 0.05-2 mg/l (25 pc.)

结果试条快速且巧妙地提供结果，不必使用试剂或片剂。由于易于使用，浸入和对比，它们是快速和简单应用的广泛选择。

测量范围

Test Name

测量范围

铜测试条

0.05 - 2 mg/L Cu