

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## 铁(II)试条

For fast determination with chemical reaction



- 无风险
- 快速
- 随时可用
- 半定量

货号: 56S000725

### 行业

其他行业

### 应用

纺织品 | 食品和饮料

### 铁(II)试条

结果试条快速且巧妙地提供结果，不必使用试剂或片剂。由于易于使用，浸入和对比，它们是快速和简单应用的广泛选择。

### 测量范围

Test Name

测量范围

Iron

0.1 - 5.0 mg/L Fe