

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



pH 试条 pH 4.5-10 塑料

For fast determination with chemical reaction



- 无风险
- 快速
- 随时可用
- 半定量

货号: 56S001090

行业

其他行业

应用

冷却水

pH 试条 pH 4.5-10 塑料

结果试条快速且巧妙地提供结果，不必使用试剂或片剂。由于易于使用，浸入和对比，它们是快速和简单应用的广泛选择。

测量范围

Test Name

测量范围

pH

4.5 - 10 pH