

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



MINIKIT AF 445

Veelzijdige snelle tests voor een groot aantal toepassingen



- Eenvoudige hantering en nauwkeurige dosering
- Minimale houdbaarheid van 5 jaar op tabletten in aluminiumfolie
- Hoge analytische nauwkeurigheid
- Probleemloze verzending

Bestelnr.: 414450

Diverse testmethodes

Voor de MINIKIT's zijn verschillende testmethodes beschikbaar: Kies tussen handmatige testmethodes, de troebelheids- of tabletmethode of de zogenaamde snelheidstest.

Intuïtief gebruik

Professioneel of amateur: met de MINIKIT bereikt iedereen een foutloos en veilig resultaat.

Lange houdbaarheid

De in MINIKITs gebruikte reagentia hebben een houdbaarheid van 5 jaar. En het beste van alles, ze zijn niet onderworpen aan enige transportbeperkingen.

Direct bruikbaar

Naast de testkit in een vouwdoos wordt bij de levering ook een maatbeker, de benodigde accessoires en reagentstabletten voor ca. 30 tests meegeleverd.

Industrie

Chemische industrie | Energieleveranciers | Farmaceutische industrie | Gemeenten | Ngo | Olie-industrie | Openbaar zwembad | Overige industrieën | Scheepvaart | Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | Zwembadservice

MINIKIT AF 445

Ze zijn gebruiksvriendelijk en geschikt voor een de meest uiteenlopende wateranalysetoepassingen.

Dankzij verschillende testmethodes zijn de MINIKIT's vooral één ding: een betrouwbare metgezel.

Meetbereik

Test Name	Meetbereik
Hardness, total	20 - 800 mg/L CaCO ₃

Leveromvang

- Kit in vouwdoos
- Reagenstabletten voor gemiddeld 30 tests
- Maatbeker
- noodzakelijk accessoire
- Gebruiksaanwijzing

Omschrijving	Bestelnr.
Borstel, 11 cm lang	380230
Plastic beker, gegradueerd, 100 ml, met deksel	385130
Plastic beker, gegradueerd, 30 ml, met deksel	385132

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Duitsland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Verenigd Koninkrijk

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Maleisië

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brazilië

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
Verenigde Staten

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
India

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanje