

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Koper strips 0,05-2 mg/l (25 pc.)

Voor een snelle bepaling met chemische reactie



- Zonder gevaar
- Snel
- Altijd bij de hand
- Semikwantitatief

Bestelnr.: 56S000625

Industrie

Overige industrieën

Applikation

Koelwater

Koper strips 0,05-2 mg/l (25 pc.)

Resultaten Teststrips geven snelle en zuivere resultaten zonder het gedoe van het gebruik van reagentia of tabletten. Met hun gebruiksgemak, onderdompeling en vergelijking zijn ze een populaire optie voor toepassingen waar snelheid en eenvoud voorop staan.

Meetbereik

Test Name

Copper-Test Strips

Meetbereik

0.05 - 2 mg/L Cu