

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



DEHA testkit

Detectie in ketel-, koel- en bedrijfswater



- Snelle kwantitatieve bepaling
- Voor het onderzoek van ketelwater, koelwater en bedrijfswater
- Veld- en laboratoriumtests mogelijk
- Voordelig door goedkope navulininstallaties

Bestelnr.: 24157580

DEHA testkit

Deze testkits zijn speciaal ontwikkeld voor de analyse van ketel-, koel- en bedrijfswater. Zowel colorimetrische als titrimetrische methodes worden gebruikt. Elke testkit bevat alle benodigde chemische stoffen en hulpmiddelen in vloeibare of poedervormige vorm. De gedetailleerde instructies beschrijven de analyse stap voor stap. De levering vindt plaats in een robuuste en compacte kunststof koffer. Uiteraard zijn er voor alle testkits goedkope navulreagentia beschikbaar.

Meetbereik

Test Name	Meetbereik
DEHA	0.05 - 1 mg/L DEHA

Technische gegevens

Afmetingen	157 x 135 x 55 mm
Gewicht met verpakking	62 g