

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Water Safety Kit Microbiology Duo

Equipamento de teste microbiológico móvel com 2 incubadoras



- Testar coliformes e bactérias de E. coli de acordo com as normas da OMS
- Testar diferentes formas de bactérias em simultâneo com 2 incubarotes
- DI 20 com aquecimento e arrefecimento como padrão

Artigo No: 56K681255

Disaster situation or potable water monitoring in demanding situations: You need certainty and reliability for test results in everywhere. The Water Safety Kit Microbiology Duo contains all the equipment necessary to perform the microbiological analysis component for safe drinking water. Due to the heating and cooling function of the DI 20 incubator you can test different sorts of bacteria - with both incubators simultaneously! Perform filtration with sterilisable equipment including sampler, filter flask & vacuum pump on-site - sterilisation equipment not included. With the optional backpack you can take the kit everywhere with you.

Indústria

ONG | Outras Indústrias

Aplicação

Tratamento de Água Potável

Water Safety Kit Microbiology Duo

Por um lado ou no verso: Este kit de teste acompanha-o em todas as situações com o equipamento completo de teste microbiológico. Teste diferentes tipos de bactérias directamente no local - com ambas as incubadoras mesmo em simultâneo! Certifique-se da qualidade da água potável em todo o lado, mesmo quando não há nenhum laboratório nas proximidades. A incubadora DI 20 com a sua capacidade única de aquecimento e arrefecimento como padrão garante resultados reais.

Utilizador

Organizações sem fins lucrativos (ONG's) | Investigação e desenvolvimento médico | Institutos, Universidades, Escolas | Organização Municipal de Saúde (OMS)

Dados Técnicos

Dimensões	487 x 229 x 386 mm
Peso com embalagem	18.75 kg

Texto do Escopo de Entrega

- Caneta Marcadora
- 2,5 "Bailer com corda
- Frasco de filtro, 500ml
- Pinça
- Bomba, curso de 35ml
- 5 Recipiente universal e colher, 30 ml
- Tubo agitador DB 513 com tampa, 100 ml
- 150 filtros EZ Pack
- 5 Pipeta descartável, 1,5 ml (EDT222)
- 2 Incubadora DI 20
- Almofadas de mídia 200 e dispensador
- Chumbo / ácido da bateria da incubadora
- a filtração dispositivo
- 50 do prato de Petri para DI 20 Incubadora
- chumbo Conjunto IEC C13, (3 pino
- Membrana Lauril sulfato de Caldo, 40 g
- Manual de instruções para Microbiologia do Kit de Segurança da Água
- Manual de instruções para Incubadora DI 20
- Mala

Título	Artigo No
Cabo de alimentação	136300
Incubator Battery, Lead/Acid	192345
Garrafas	363590
Universal container with spoon and lid, 30 ml	366239
Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa	385130
Placas de Petri, 10 pc.	400855
Backpack para Water Safety Kits	56A01400
Media Pads and Dispenser (Pack of 200)	56A016330
Jarro de medição	56A018501
Filtração por membrana	56A023801
Pinças	56A604201
Filtração por membrana	56B000710
D004 TTC/MAC Dipslices (Macconkey)	56B010410
D005 TTC/Chromogenic Dipslices	56B010510
Membrane Lauryl Sulphate Broth, 38.1 gr.	56P069740
Pump (35 ml stroke)	56X610301
Pipette, disposable, 1.5 ml	BI-K10060
Marker Pen	BI-K14087

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha