

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



tiras de teste de peróxido de hidrogénio

For fast determination with chemical reaction



- Iseto de perigos
- Rápido
- Sempre à mão
- Semiquantitativo

Artigo No: 56S000850

Indústria

Outras Indústrias

Aplicação

Água de Refrigeração | Controle de Desinfecção

tiras de teste de peróxido de hidrogénio

Os resultados das tiras de teste fornecem resultados rápidos e limpos sem o incómodo de utilizar reagentes ou comprimidos. Com sua facilidade de uso, imersão e comparação, eles são uma opção popular para aplicações onde a velocidade e a simplicidade são fundamentais.

Faixa de Medição

Test Name

Hydrogen Peroxide test strips

Faixa de Medição

0.5 - 100 mg/L H₂O₂