

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Kit de Teste de Dureza Total (°dh)

Deteção em caldeira, refrigeração e água de serviço



- Determinação quantitativa rápida
- Para testar água da caldeira, água de refrigeração e água de serviço
- Possibilidade de realização de ensaios de campo e de laboratório
- Económico devido às unidades de recarga baratas

Artigo No: 2418411

### Kit de Teste de Dureza Total (°dh)

Estes kits de teste foram especialmente desenvolvidos para a análise de água da caldeira, refrigeração e serviço. São utilizados métodos colorimétricos e titrimétricos. Cada kit de teste contém todos os produtos químicos e auxiliares necessários na forma líquida ou em pó. As instruções detalhadas descrevem a análise passo a passo. A entrega é feita numa caixa de plástico robusta e compacta. Naturalmente, reagentes de recarga baratos estão disponíveis para todos os kits de teste.

### Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Hardness carbonate (new version)	1 drop = 1 or 0.5 °dH

### Dados Técnicos

Dimensões	90 x 36 x 36 mm
Peso com embalagem	30 g

Título	Artigo No
Reagente de Dureza Total	418563