

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Kit de Teste de Cloro CD-2

Deteção em caldeira, refrigeração e água de serviço



- Determinação quantitativa rápida
- Para testar água da caldeira, água de refrigeração e água de serviço
- Possibilidade de realização de ensaios de campo e de laboratório
- Económico devido às unidades de recarga baratas

Artigo No: 2418506

Kit de Teste de Cloro CD-2

Estes kits de teste foram especialmente desenvolvidos para a análise de água da caldeira, refrigeração e serviço. São utilizados métodos colorimétricos e titrimétricos. Cada kit de teste contém todos os produtos químicos e auxiliares necessários na forma líquida ou em pó. As instruções detalhadas descrevem a análise passo a passo. A entrega é feita numa caixa de plástico robusta e compacta. Naturalmente, reagentes de recarga baratos estão disponíveis para todos os kits de teste.

Faixa de Medição

| Test Name | Faixa de Medição |
|-------------|-----------------------------------|
| Chloride HR | 1 drop = 50 or 25 Cl ⁻ |

Dados Técnicos

| | |
|--------------------|-------------------|
| Dimensões | 157 x 135 x 55 mm |
| Peso com embalagem | 185 g |

| Título | Artigo No |
|---|-----------|
| Reagentes de recarga de cloreto para CD-2 | 2418507 |