

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Reagente de Dureza de carbonato

Deteção em caldeira, refrigeração e água de serviço



- Determinação quantitativa rápida
- Para testar água da caldeira, água de refrigeração e água de serviço
- Possibilidade de realização de ensaios de campo e de laboratório
- Económico devido às unidades de recarga baratas

Artigo No: 418564

Reagente de Dureza de carbonato

A circulação da água de resfriamento requer tratamentos químicos cuidadosamente selecionados. Isso ajuda a minimizar a contaminação microbológica, observar coisas críticas como trocadores de calor e evitar a corrosão.

Para ser mais eficaz, os tratamentos devem ser mantidos dentro de parâmetros de controlo específicos, uma vez que um inibidor de excesso pode ser tão prejudicial como um inibidor de dose baixa.

Dados Técnicos

Dimensões 55 x 27 x 96 mm