

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



Kit de Teste de Dureza, Carbonato KH-1

Deteção em caldeira, refrigeração e água de serviço



- Determinação quantitativa rápida
- Para testar água da caldeira, água de refrigeração e água de serviço
- Possibilidade de realização de ensaios de campo e de laboratório
- Económico devido às unidades de recarga baratas

Artigo No: 2418713

Kit de Teste de Dureza, Carbonato KH-1

Estes kits de teste foram especialmente desenvolvidos para a análise de água da caldeira, refrigeração e serviço. São utilizados métodos colorimétricos e titrimétricos. Cada kit de teste contém todos os produtos químicos e auxiliares necessários na forma líquida ou em pó. As instruções detalhadas descrevem a análise passo a passo. A entrega é feita numa caixa de plástico robusta e compacta. Naturalmente, reagentes de recarga baratos estão disponíveis para todos os kits de teste.

Faixa de Medição

Test Name	Faixa de Medição
Hardness carbonate	1 drop = 1 or 0.5 °dH

Dados Técnicos

Dimensões 90 x 72 x 36 mm