

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Тестовый набор MINIKIT AF 411

Универсальные экспресс-тесты для широкого спектра применения



- Простота обращения и точное дозирование
- Минимальный срок годности 5 лет для таблеток в алюминиевой фольге
- Высокая точность анализа
- Простая доставка

Номер заказа: 414110

### Многообразие методов тестирования

Тестовые наборы MINIKIT доступны для различных методов тестирования:  
Вам на выбор предлагаются ручные методы тестирования, методы измерения мутности или числа таблеток, а также так называемый экспресс-метод.

### Интуитивно понятное применение

С тестовым набором MINIKIT любой получит надежные и безошибочные результаты: будь то профессионал или любитель.

### Длительный срок годности

Используемые в наборах MINIKIT реагенты сохраняют годность в течение 5 лет. И самое главное - на них не распространяются никакие ограничения по транспортировке.

### Возможность непосредственного использования

Помимо тестового набора в складной коробке также содержатся мерный сосуд, необходимые принадлежности, а также таблетированный реагент примерно на 30 тестов.

### Промышленность

Другие отрасли | Нефтяная промышленность | Пищевая промышленность и производство напитков | Поставщики энергии | Судостроительство | Фармацевтическая промышленность | Химическая промышленность

### Тестовый набор MINIKIT AF 411

Наборы удобны для пользователя и подходят для решения широкого круга задач по анализу воды. Благодаря разнообразию методов тестирования наборы MINIKIT станут вашим надежным спутником.

### Диапазон измерений

Test Name	Диапазон измерений
Organo phosphonate	1 - 20 mg/L PO <sub>4</sub>

## Объем поставки

- Комплект в складной коробке
- Таблетированный реагент в среднем на 30 тестов
- Мерный сосуд
- Необходимые принадлежности
- Руководство по эксплуатации

### Заголовок

Щетка, длина 11 см

### Номер заказа

380230

#### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Германия

#### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

#### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Китай

#### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Малайзия

#### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Бразилия

#### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
США

#### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Индия

#### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Испания

Возможны технические изменения

Отпечатано в Германии

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies