

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Индикаторные полоски на перекись водорода

Для быстрого определения путем химической реакции



- Безопасность
- Скорость
- Постоянная доступность
- Полуколичественный анализ

Номер заказа: 56S000850

Промышленность

Другие отрасли

Применение

Контроль дезинфицирующих средств | Охлаждающая вода

Индикаторные полоски на перекись водорода

Индикаторные полоски быстро и чисто обеспечивают результат без усилий на применение реагентов или таблеток. Благодаря легкости применения, ведь полоски нужно всего лишь окунуть и сравнить, они являются излюбленным вариантом в тех областях, где особое значение придается скорости и простоте.

Диапазон измерений

Test Name

Диапазон измерений

Hydrogen Peroxide test strips

0.5 - 100 mg/L H₂O₂