

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## Klor dioksit LR stripleri

For fast determination with chemical reaction



- Tehlikesiz
- Hızlı
- Her zaman elinizin altında
- Yarı nicel

Ürün No: 56S000450

### Sanayi

Belediyeler | Diğer Sanayiler | Sivil Toplum Kuruluşları

### Uygulama

Afet Yönetimi | Dezenfeksiyon Kontrol

### Klor dioksit LR stripleri

Sonuçlar Test stripleri, ayıraçlar veya tabletler kullanma masrafı olmaksızın hızlı ve temiz sonuçlar sağlar. Bu bileşenler; kolay kullanım, daldırma ve karşılaştırma özellikleri ile, öncelikle hızın ve basitliğin önemli olduğu uygulamalar için popüler bir seçenektir.

### Ölçüm Aralığı

Test Name

Chlorine Dioxide

Ölçüm Aralığı

0.1 - 1.6 mg/L ClO<sub>2</sub>