

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## PD 250 Set 2 - Toplam klor

Kesin ve tekrarlanabilir toz ayırıcı dozajı



- ISO 7393-2:2017 uyarınca klor tespiti (serbest + toplam)
- 250 test
- Ayırıcının kullanım ömrü 5 yıldır (ampul mühürlenmişken)
- Kolay kullanım

Ürün No: 194910

### Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

### PD 250 Set 2 - Toplam klor

Toz dispenser, klor tespiti için kullanılan toz ayırıcılarının kontrollü dozajı için ideal cihazdır. Her toz atımıyla, dispenserden tam olarak 10 ml'lik bir gerekli ayırıcı miktarı düşer. Bununla birlikte, toz dispenserini kendini ispatlamış Toz Paketlerine bir alternatif oluşturur. PD 250, özellikle seri incelemelerde aynı zamanda ambalaj atığı oluşmasını önleyerek zaman tasarrufu sağlar.

Ayırıcı, mühürlü cam ampullerin içindedir. Bir dolun, 250 test için yeterlidir. Mühürleme, son kullanma tarihinin 5 yıla kadar uzamasına olanak sağlar. Ancak açılmış bir ampulün 6 ay içinde kullanılması gerekir. Ampuller çok kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir. Dispenserin ergonomik tasarımı, ayrıca iyi bir temizlik yapılmasına olanak sağlar.

## Teslimat Kapsam Metni

- 1 "Toplam klor" toz dispenser
- 1 "Toplam klor" ayırıcı ampülü
- 1 kapatma kapağı
- Kullanım kılavuzu

### Başlık

Başlık	Ürün No
Toplam klor, 10 ml	530150
VARIO toplam klor, 10 ml	530155
Serbest klor+toplam, 10 ml	530160
VARIO serbest klor+toplam, 10 ml	530165