

# Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



## MD 610 atık su ölçüm noktası

Waste water control with mobile data sets



- Mobile photometer MD 610
- Memory for 500 measurement results
- Data transmission via **Bluetooth®** and **App AquaLX®**
- Thermoreactor RD 125 with 24 tube holes

Ürün No: 214110

### Sanayi

Belediyeler | Deniz Sanayi | Diğer Sanayiler | Güç ve Enerji | İlaç Sanayi | Kimya Sanayi | Sivil Toplum Kuruluşları | Yağ ve Gaz | Yiyecek ve İçecek Sanayi

### Uygulama

Atık Su Arıtma | Galvanizasyon | Ham Su Arıtma | İçme Suyu Arıtma

### MD 610 atık su ölçüm noktası

You have to react immediately to the daily control routine - no matter where and when? With the mobile photometer MD 610, you can call up, evaluate and share the measurement results of the wastewater directly on site on your smartphone or tablet with your team. The interference filters ensure increased reproducibility of the results. With 120 pre-programmed methods and memory space for around 500 measured values, you are flexible in your routine work. With the RD 125 thermoreactor with 24 holes for 16 mm tubes, precisely fitting reagents for COD measurement and the appropriate accessories, you get the complete waste water set-up from a single source and save costs.

### Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı	Kimyasal Metod
Amonyum HR TT	1.0 - 50 mg/L N	Salisilat
CSB LMR TT	15 - 300 mg/L COD <sup>b)</sup>	Dichromate / H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
CSB LR TT	3 - 150 mg/L COD <sup>b)</sup>	Dichromate / H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
CSB MR TT	20 - 1500 mg/L COD <sup>b)</sup>	Dichromate / H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
Hi. fosfat TT	0.02 - 1.6 mg/L P <sup>b)</sup>	Fosfomolibden Mavisi
Nitrat TT	1 - 30 mg/L N	Kromotropik Asit
Nitrit PP	0.01 - 0.3 mg/L N	Diazolama
TN HR TT	5 - 150 mg/L N <sup>b)</sup>	Persülfat Özümsemesi

### Teknik Veri

Taşınabilirlik Benchtop

# Teslimat Kapsam Metni

- Standart aksesuarlı fotometre
- Termoreaktör RD 125
- CSB küvet testi 0 - 150 mg/l ve 0 - 1500 mg/l
- Amonyum VARIO HR küvet testi 1 - 50 mg/l N
- Nitratlar VARIO küvet testi 1 - 30 mg/l N
- Nitritler LR VARIO Toz paketi 0,01 - 0,3 mg/l N
- Azot VARIO Toplam HR küvet testi 5 - 150 mg/l N
- Fosfatlar VARIO Toplam HR küvet testi 0,02 - 1 mg/l P / 0,06 - 3,5 mg/l PO<sub>4</sub>
- Küvet ayağı
- Diyaframlı filtreleme seti
- Kullanım kılavuzu
- Garanti beyanı

Başlık	Ürün No
Kapaklı yuvarlak küvet Ø 24 mm, 48 mm yükseklik, 10 ml, 12'li set	197620
Kapaklı yuvarlak küvet Ø 24 mm, 48 mm yükseklik, 10 ml, 5'li set	197629
Kapaklı yuvarlak küvet Ø 16 mm, 90 mm yükseklik, 10 ml, 10'lu set	197665
Yuvarlak küvetler için adaptör 16 mm	19802190
Yuvarlak küvetler için adaptör 13 mm	19802192
MD600/MD610 için sabit fiyatlı servis planı	19802702
MD600/MD610 Servis planı - 3 yıllık	19802802
Termoreaktör RD 125	2418940
Otomatik pipet, 1-5 ml	365032
Otomatik pipet, 1-5 ml	365041
Pipette, 1000 µl	365045
Numune işleme için diyaframlı filtreleme seti, 25 diyaframlı filtre 0,45 mikrometre, 2 enjektör 20 ml	366150
6 yuvarlak küvet için küvet Ø 24 mm	418951
10 yuvarlak küvet için küvet Ø 16 mm	418957
Pipet uçları, 1-5 ml (beyaz) 100 adet	419066
Pipet uçları, 0,1-1 ml (mavi), 1000 adet	419073
Otomatik pipet, 1-5 ml	419076
Otomatik pipet, 0,1-1 ml	419077
Tutamaklı plastik huni	471007
W100/OG/10MM dikdörtgen küvet, optik özel cam	601040
W100/OG/50MM dikdörtgen küvet, optik özel cam	601070
W110/UV/10MM dikdörtgen küvet, kuvars UV	661130
Factory calibration certificate ISO 9001 for MD600/MD610/MD640/MultiDirect	999752

## Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Almanya

## The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Birleşik Krallık

## Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Çin

## Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malezya

## Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brezilya

## Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
Amerika Birleşik Devletleri

## Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Hindistan

## Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
İspanya