

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Toplam sertlik test kiti GH-1

Kazan, soğutma ve kullanım suyunun tespit edilmesi



- Hızlı nicel tespit
- Kazan, soğutma ve kullanım suyunun incelenmesi için
- Alan ve laboratuvar incelemeleri mümkündür
- Uygun maliyetli ekleme üniteleri sayesinde ekonomiktir

Ürün No: 2418711

Toplam sertlik test kiti GH-1

Bu test kiti, özel olarak kazan, soğutma ve kullanım suyunu incelemek için geliştirilmiştir. Burada hem kolorimetrik, hem de titrimetrik metotlar kullanılır. Her kit, sıvı veya toz halinde gerekli tüm kimyasal maddeleri ve yardımcı maddeleri içerir. Ayrıntılı kılavuzda, analiz prosesi adım adım açıklanmıştır.

Ürünler, sağlam ve kompakt bir plastik ambalaj içinde teslim edilir. Tabii ki tüm test kiti için uygun maliyetli ekleme ayıraçları mevcuttur.

Ölçüm Aralığı

Test Name	Ölçüm Aralığı
Hardness total	1 drop = 1 or 0.5 °dH

Teknik Veri

Boyutlar	90 x 72 x 36 mm
----------	-----------------

Başlık	Ürün No
Toplam sertlik ayıracı	418563