

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Sertlik, karbonat test kiti KH-1

Kazan, soğutma ve kullanım suyunun tespit edilmesi



- Hızlı nicel tespit
- Kazan, soğutma ve kullanım suyunun incelenmesi için
- Alan ve laboratuvar incelemeleri mümkündür
- Uygun maliyetli ekleme üniteleri sayesinde ekonomiktir

Ürün No: 2418713

Sertlik, karbonat test kiti KH-1

Bu test kitleri, özel olarak kazan, soğutma ve kullanım suyunu incelemek için geliştirilmiştir. Burada hem kolorimetrik, hem de titrimetrik metotlar kullanılır. Her kit, sıvı veya toz halinde gerekli tüm kimyasal maddeleri ve yardımcı maddeleri içerir. Ayrıntılı kılavuzda, analiz prosesi adım adım açıklanmıştır.

Ürünler, sağlam ve kompakt bir plastik ambalaj içinde teslim edilir. Tabii ki tüm test kitleri için uygun maliyetli ekleme ayıraçları mevcuttur.

Ölçüm Aralığı

Test Name

Ölçüm Aralığı

Hardness carbonate

1 drop = 1 or 0.5 °dH

Teknik Veri

Boyutlar

90 x 72 x 36 mm