

# Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



## AF710-3

Classement visuel pour la méthode Wesson



- Classement visuel des huiles & graisses
- Autorisé par la société américaine AOCS (American Oil Chemists' Society)
- Mesure conformément à la méthode AOCS officielle Cc 13b-45

Code: 107103

### Colorimètre visuel pour la méthode AOCS officielle Cc 13b-45

Le AF 710 est un appareil conçu pour l'utilisation optimale des filtres en verre Lovibond® et exprimer la couleur conformément à l'échelle chromatique AOCS-Tintometer®. L'échelle chromatique AOCS-Tintometer® est une version rouge et jaune spéciale de l'échelle chromatique RYBN Lovibond® qui utilise l'échelle des rouges AOCS-Tintometer® (ce n'est pas la même que l'échelle des rouges standard Lovibond®). Le AF 710-3 est spécifié pour les tubes d'échantillons en verre spéciaux à fond plat, spécifiés dans la méthode AOCS officielle Cc 13b-45. Ils sont pourvus de repères pour afficher une colonne d'huile de ½", 1" et 5¼".

### Étalons de renommée mondiale

Le Lovibond® AF 710-3 est un appareil visuel, reconnu par la société américaine AOCS pour la mesure colorimétrique des huiles et graisses.

### Détermination facile de la couleur

Vous pouvez mesurer facilement la couleur d'un échantillon en comparant la lumière qui sort d'une colonne d'huile à la lumière qui sort d'une série de verres rouges et jaunes, étalonnés conformément à l'échelle chromatique AOCS-Tintometer®. Les verres sont testés jusqu'à l'obtention d'une concordance pour la lumière qui sort de l'huile. Vous pouvez exprimer cette couleur en unités de rouge et de jaune.

### Pas de lumière environnante superflue

Le porte-tubes empêche la lumière de pénétrer sur le côté des tubes. Il est spécifié pour deux tubes, l'un contenant l'échantillon et l'autre transmettant la même part de lumière au verre coloré.

## Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Pétrole et gaz

## Applications

Huiles alimentaires et graisses | Huiles de pétroles et cires | Produits-ménagers

Titre	Code
Portoir AF70-3 AOCS	109080
Récepteur collecteur	114199
Porcelaine pour AOCS	115600
Lampe 12 V 20 W	122340

## AF710-3

Le AF710-3 est un appareil visuel, reconnu par la société américaine AOCS pour l'évaluation colorimétrique des huiles et graisses conformément à la méthode AOCS officielle Cc 13b-45, la méthode Wesson.

## Fiche technique

<b>Applicable Standard</b>	AOCS Cc 8d-55 AOCS Cc 13b-45 AOCS Cc 13j-97
<b>Type de Couleur</b>	Transparent
<b>Portabilité</b>	Benchtop
<b>Écran tactile</b>	non

## Contenu de livraison

AF 710-3 est équipé d'un kit complet de verres colorés AOCS-Tintometer, de deux tubes d'échantillons et d'un filtre en verre étalonné pour les tests de conformité conventionnels.

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne

Sous réserve de modifications techniques

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies