

# Lovibond® Water Testing

## Tintometer® Group



### Kit de test Legionella, industriel, 5 tests

Pour la situation standard dans l'analyse de l'eau



- Conforme aux prescriptions officielles
- Tests quotidiens et mensuels
- Options pour chlore et brome
- Facile à utiliser, résultats exacts

Code: 56B006101

Les légionnelles sont à l'origine de la maladie du légionnaire, une forme de pneumonie qui peut être mortelle. Dans le monde entier, il existe des directives pour lutter contre les légionnelles.

Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur l'eau potable, des paramètres principaux ont été définis. Ils doivent être testés une fois par semaine et une fois par mois pour réduire au minimum le risque de prolifération dangereuse de légionnelles dans les systèmes d'eau ouverts.

Les kits d'analyse « L8 » Lovibond® de protection contre les légionnelles, comprennent tous les tests recommandés pour la surveillance hebdomadaire et mensuelle.

#### Industrie

Autres industries | Industrie agroalimentaire et boissons | Industrie chimique | Industrie maritime | Industrie pharmaceutique | Municipalités | NGO | Pétrole et gaz | Secteur énergétique

#### Kit de test Legionella, industriel, 5 tests

The *Legionella* System Test Kit is for detecting Legionella in a water sample — it is ideal for on-line and a variety of industrial applications.

This test procedure utilizes hollow fiber filtration modules which attach directly to the provided sample point fittings (both a 1/2" and 3/4" female threaded fittings are provided). The filtered sample increases the sensitivity of the test.

This filtration step requires no pumping — just connect the sample point fitting to the water system (such as a shower head or on-line sample point) and use the system pressure to drive the filtration. The pre-filled syringes contain the required recovery buffer, so there is no need to measure or dilute solutions.

With results in 30-35 minutes (including sample prep-time), the test allows for immediate understanding and response to the water system conditions. Regular use will increase confidence in your *Legionella* control procedures and reduce risk of outbreaks and litigation!

#### Limit of Detection

100 CFU/l

#### No. of Tests

5

## Contenu de livraison

- 5 Test Strips with Dispensing Pipettes
- 5 Syringes with Recovery Buffer
- Sample Collection Jar
- 5 single-use filters
- Female threaded sample point fitting
- Instruction Manual
- Carrying Case

### Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing  
Schleefstraße 8-12  
44287 Dortmund  
Tel.: +49 (0)231/94510-0  
sales@lovibond.com  
www.lovibond.com  
Allemagne

### The Tintometer Limited

Lovibond House  
Sun Rise Way  
Amesbury, SP4 7GR  
Tel.: +44 (0)1980 664800  
sales@lovibond.uk  
www.lovibond.com  
Royaume-Uni

### Tintometer China

Room 1001, China Life Tower  
16 Chaoyangmenwai Avenue,  
Beijing, 100020  
Customer Care China Tel.: 4009021628  
Tel.: +86 10 85251111 App. 330  
Fax: +86 10 85251001  
chinaoffice@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Chine

### Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,  
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,  
Klang, 41200, Selangor D.E  
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6  
Fax: +60 (0)3 3325 2287  
lovibond.asia@tintometer.com  
www.lovibond.com  
Malaisie

### Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271  
CEP: 13201-970  
Jundiaí – SP  
Tel.: +55 (11) 3230-6410  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.com.br  
Brésil

### Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive  
Sarasota, FL 34243  
Tel: 941.756.6410  
Fax: 941.727.9654  
sales@lovibond.us  
www.lovibond.us  
États-Unis

### Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2<sup>nd</sup>, 3<sup>rd</sup> & 4<sup>th</sup> Floor  
Sanathnagar Industrial Estate,  
Hyderabad, 500018  
Telangana  
Tel: +91 (0) 40 23883300  
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892  
indiaoffice@lovibond.in  
www.lovibondwater.in  
Inde

### Tintometer Spain

Postbox: 24047  
08080 Barcelona  
Tel.: +34 661 606 770  
sales@tintometer.es  
www.lovibond.com  
Espagne