

Lovibond® Water Testing

Tintometer® Group



MINIKIT AF 415, Alcalinidade Cáustica-P, 20-500 mg/L CaCO₃

Testes rápidos versáteis para uma vasta gama de aplicações



- Manuseio fácil e dosagem precisa
- Prazo de validade mínimo de 5 anos em comprimidos em folha de alumínio
- Alta precisão analítica
- Envio sem problemas

Artigo No: 414150

Vários métodos de ensaio

Vários procedimentos de teste estão disponíveis para os MINIKITs: Escolha entre o procedimento de teste manual, o procedimento de turvação ou contagem de pastilhas ou o chamado teste de velocidade.

Uso intuitivo

Seja profissional ou amador: com a MINIKIT todos alcançam resultados seguros e sem erros.

Longa vida útil

Os reagentes utilizados nos MINIKITs têm um prazo de validade de 5 anos. E o melhor de tudo é que não estão sujeitos a quaisquer restrições de transporte.

Diretamente utilizável

Além do kit de teste em uma caixa dobrável, o volume de fornecimento inclui também um recipiente de medição, o acessório necessário e as pastilhas de reagente para aproximadamente 30 testes.

Indústria

Eletricidade e Energia | Indústria de Alimentos e Bebidas | Indústria Farmacêutica | Indústria Naval | Indústria Química | Municipalidades | Óleo e Gás | Outras Indústrias

MINIKIT AF 415, Alcalinidade Cáustica-P, 20-500 mg/L CaCO₃

Eles são fáceis de usar e adequados para uma ampla gama de aplicações de análise de água.

Graças a vários procedimentos de teste, os MINIKITs são acima de tudo uma coisa: um companheiro confiável.

Faixa de Medição

| Test Name | Faixa de Medição |
|---------------------------|---------------------------------|
| Concentração de hidróxido | 20 - 500 mg/L CaCO ₃ |

Texto do Escopo de Entrega

- Kit em caixa dobrável
- Comprimidos reagentes para uma média de 30 testes
- Recipiente de medição
- acessório necessário
- Instruções de utilização

| Título | Artigo No |
|--|-----------|
| Escova, 11 cm de comprimento | 380230 |
| Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa | 385130 |
| Recipiente de plástico, graduado a 30 ml, com tampa | 385132 |

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha