

Lovibond® Water Testing Tintometer® Group



Kit para teste de Legionella, Cotonete, 5 testes

O Teste de *legionellas* mais rápido do mundo



- Rápido, fácil e preciso
- Resultados em apenas 25 minutos!
- Confirma o desempenho dos protocolos de prevenção e tratamento da legionella
- Kits de teste para a deteção de *legionellas* disponíveis tanto com base em água como em biofilme

Artigo No: 56B006401

As *legionellas* são os gatilhos da doença do legionário, uma forma potencialmente fatal de pneumonia. Existem diretrizes mundiais para a luta contra *legionellas*.

No âmbito da revisão do regulamento relativo à água potável, foram definidos os principais parâmetros que devem ser testados semanal e mensalmente, a fim de minimizar o risco de proliferação de *legionellas* a uma escala prejudicial nos sistemas de águas abertas.

Os kits de teste de proteção contra *Legionellas* Lovibond® "L8" incluem todos os testes recomendados para monitoramento semanal e mensal.

Kit para teste de Legionella, Cotonete, 5 testes

Dentro de um sistema de água, *legionellas* cresce normalmente em biofilmes (lodo) localizados no interior de tubos, chuveiros, embalagens de torres de resfriamento ou tanques de água. As bactérias encontradas na fase de plâncton (ou seja, suspensas na própria água) são geralmente um indicador de colonização por biofilme.

Uma vez que uma amostra de água limpa não é equivalente a um sistema limpo (a propagação de *legionellas* em um biofilme é maior que em água), este kit pode ser usado para determinar a contaminação em um sistema ou a pureza de uma área após a limpeza direcionada.

Use este kit para encontrar *legionellas* em sua área de reprodução - este teste muito selectivo também pode detectar *legionellas* em amostras com flora de fundo muito alto. Com resultados em aproximadamente 25 minutos, o teste fornece compreensão e resposta imediata às condições do sistema de água. O uso regular aumenta a confiança no seu processo de controlo de *legionellase* e reduz o risco de surtos e litígios!

Limite de detecção
200 CFU/l / Swabbed area

No. de testes
5

Texto do Escopo de Entrega

- 5 tiras de teste com pipetas de distribuição
- 5 cotonetes
- Tampão de recuperação
- 5 vasos de reação
- Instruções de utilização
- Estojo de transporte

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
sales@lovibond.com
www.lovibond.com
Alemanha

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Reino Unido

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malásia

Tintometer Brazil

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasil

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
EUA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Índia

Tintometer Spain

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Espanha